

INNOWALK

Möjliggör aktivitet varje dag



Innowalk

Ett exceptionellt motoriserat dynamiskt ståhjälpmedel som möjliggör fysisk aktivitet

Innowalk är ett innovativt dynamiskt ståhjälpmedel som är lämplig för barn, ungdomar och vuxna med nedsatt förmåga att stå och gå.

Personer med olika typer av hjärnskador, ryggmärgsskador, syndrom eller sjukdomar som påverkar förmågan till självständig rörelse är vanligtvis mindre fysiskt aktiva och tillbringar oftast större delen av sin vakna tid i stillasittande.

Innowalk ger bevisade hälsofördelar genom ökad fysisk aktivitet och rörelse i stående position.

Innowalk erbjuder:

Motoriserad rörelse

Motorassisterad och repetitiv rörelse av hela kroppen i upprätt viktbärande position.

Stödsystem

Anpassningsbart stödsystem som möjliggör lämplig positionering och exceptionell komfort.

Säker användning

Säker användning med anpassningsbar motorisk kraft där rörelsen avbryts om musklerna blir för spastiska.





ENKELT OCH SÄKERT

Ett komplett, användarvänligt och solitt dynamiskt ståhjälpmedel.

- Enkel förflyttning i och ur med vridbar sits och fällbara benbyglar möjliggör en smidig och säker förflyttning för användaren.
- Begränsad belastning för de som assisterar personen vid användning av Innowalk



KOMFORT

Gör det möjligt för personer med komplexa rörelsenedsättningar att bryta upp stillasittande beteende och röra sig oftare och under längre perioder.

- Innowalk har en tjock vaddering på benbyglar, säte, bålstöd, ryggstöd samt huvudstöd för att ge god komfort och stöd för användaren.
- Ett stort stabilt bord stöder armar under stående och ger en bra balans mellan stöd och möjlighet till aktivitet.
- Tiltfunktionen ger stabilitet och komfort för personer med nedsatt bål- och/eller huvudkontroll




ANPASSNINGSBAR

Innowalk anpassas individuellt för att möta behov och funktion.

- Justerbart stödsystem och olika tillbehör.
- Användning kan anpassas utifrån dagsform genom steglös upprätt position och olika hastigheter.


Dynamiskt stående är fysisk aktivitet

Ny forskning visar djupgående hälsofördelar för personer med CP när stillasittande beteende ersätts med fysisk aktivitet.



SOCIAL INTERAKTION

delaktighet och kommunikation med andra på ögonhöjd



HUDKOSTYMEN

skyddas genom tryckavlastning och ökat blodflöde



ANDNING & CIRKULATION

påverkas positivt under upprätt position och aktivitet



AKTIVT STÅENDE

är fysisk aktivitet med låg intensitet



MAG-TARMFUNKTIONEN

stimuleras i aktivt stående position



RÖRELSEUTTAG AV MUSKLER OCH LEDER

förebygger kontrakturer och felställningar samt reducerar spasticitet



MENTAL FUNKTION

påverkas positivt i en aktivt stående position



BENTÄTHET

utvecklas genom god näring, belastning och användningen av musklerna



Produktstorlek och teknisk information



Sittande position



Stående position

Standardkonfiguration och funktioner	Innowalk Small	Innowalk Medium	Innowalk Large
Storleksintervall - Användarlängd	80 till 125 cm	120 till 165 cm	150 till 200 cm
Storleksintervall - Max användarvikt	35 kg	80 kg	110 kg
Vridbart säte	✓	✓	✓
Elektriskt justerbar sitthöjd	–	✓	✓
Fällbara benbyglar	✓	✓	✓
Höftbälte	✓	✓	✓
Tiltfunktion	✓	✓	✓
Kompatibel med appen: Innwalk activity tracker	✓	✓	✓
Integrerad transportlösning	✓	✓	✓

Tillbehör



ARMPENDLARE

- Stimulera arm- och handfunktion
- Ökad träningseffekt



AXELREMMAR

- Stöd för överkroppen



HANDSKAR

- Fixerar handen vid armpendeln.



BORD

Swing away-funktion (valfri sida vänster/höger)



NACKSTÖD

- Stöder huvudet

* Kan säljas separat.



SKOUPPBYGGNAD

Innersulor, block och saxskohjare*


- Kompenserar för benlängdsskillnad.

* Måste bedömas individuellt



Frigör din verkliga potential med "Innowalk Activity Tracker"

Ladda ner appen och ge dig ut på en spännande resa mot en mer aktiv livsstil. Övervaka antalet steg, hastighet och tid, allt presenterat i ett elegant och användarvänligt format.



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

INNOWALK

**Om du vill veta mer om nya
Innowalk eller boka din personliga
produktdemonstration kan du
kontakta vårt team idag för att få mer
information.**

☎ + 46 (0)33 21 08 80

🌐 madeformovement.com/sv

Med förbehåll för tryckfel / MFM-SE-0124 / © 2023 Made for Movement AS Alla rättigheter förbehållna.