

INNOWALK PRO

Der motorisierte Ganzkörper-Bewegungstrainer



 made for
movement

made for
movement

Der – **Innowalk Pro** – ermöglicht ein motorisiertes Ganzkörper-Bewegungstraining in aufrechter Position, ähnlich einem Crosstrainer, auch für PatientInnen ohne Steh- und Gehfähigkeit

Wo wird der Innowalk Pro eingesetzt?

Der Innowalk Pro hat sich als effektives Therapiegerät erwiesen, das in Rehabilitationszentren, Kliniken und Therapieeinrichtungen eingesetzt wird.

Für wen ist der Innowalk Pro geeignet?

Die Patientengruppen sind Erwachsene, sowie Kinder und Jugendliche mit Bewegungseinschränkungen durch neurologische oder orthopädische Erkrankungen.

Vorteile

- **Optimale Nutzung der Therapiezeit:**
Geringe Rüstzeit von ca. 5 Minuten
- **Hohe Wiederholungszahl im Training:**
Ca. 2.000 Schreitbewegungen pro Einheit
- **Optimale Korrektur der PatientInnen:**
Individuell anpassbar an Größe und Funktion
- **Körperliche Entlastung der TherapeutInnen:**
Motorunterstütztes Aufrichten und Bewegen der PatientInnen
- **Platzsparend:** Geringe Stellfläche < 2 m²
- **Physiologische Aufrichtung mit höchster Sicherheit:** Gewichtsbelastung ohne Gurtaufhängung über Pelottensystem
- **Flexible Trainingsintensität:**
Position vom Sitzen bis in den Stand, Geschwindigkeit regulierbar
- **Kombinierbar mit anderen Therapiemaßnahmen:**
z. B. Armtraining mit Seilen

Features

Drehbarer Sitz und versenkbare Beinschienen

- Erleichtern den Einstieg
- Geringere Rüstzeit = Mehr Therapiezeit

Integrierte Transporträder

- Ermöglichen den Transport
- Flexible Behandlungsorte (z.B. Patientenzimmer)

Einstellbare Armpendel

- Ermöglicht das integrierte Armtraining in verschiedenen Positionen
- Intensiveres Ganzkörpertraining

Elektrisch einstellbare Rückneigung des Gerätes


- Erleichtert die Kopfhaltung und entlastet die PatientInnen

Integrierte Bluetooth Schnittstelle

Belastungsgrenzen und Produktgrößen

	Belastungsgrenzen		Abmessungen			
	Größe des Nutzers	Gewicht des Nutzers	Breite	Länge	Höhe	Gewicht
Innowalk Pro Medium	120-165 cm	max 80 kg	77 cm	150 cm	185 cm	154 kg
Innowalk Pro Large	150-200 cm	max 110 kg	77 cm	170 cm	225 cm	167 kg

Zubehör



Therapeutisch

Unterstützt Hände und Unterarme für mehr Stabilität



Schultergurte

Hilft bei fehlender Rumpfstabilität



Schuherrhöhung

Extra-Sohle bei unterschiedlicher Beinlänge



Nackenstütze

Bietet zusätzliche Unterstützung bei fehlender Kopfkontrolle



Armpendel

Wirken stimulierend auf die Hand- und Armfunktion



Handfixation

Fixierung der Hände bei fehlender Greiffunktion



NEW – Virtual Reality Brille

Interaktive Spiele und Wegstrecken

Innowalk Pro

PRODUKT	Innowalk Pro Medium Inkl. Kopfstütze, Schultergurte, Schuherhöhung, Nackenstütze, Handfixation	€ 50.700,00*
	Innowalk Pro Large Inkl. Kopfstütze, Schultergurte, Schuherhöhung, Nackenstütze, Handfixation	€ 52.000,00*
ZUBEHÖR	Therapietisch Medium	€ 1.200,00*
	Therapietisch Large	€ 1.100,00*
	Armpendel	€ 1.250,00*
	VR-Brille (inkl. 1 Jahr Nutzungslizenz)	€ 5.600,00*

Erkundigen Sie sich nach unseren attraktiven Leasingoptionen!

Uptime Serviceprogramm

Ihre Geräte in guten Händen – für mehr Effizienz!

Die Behandlung mit Trainingsgeräten soll angemessen, effizient und kostengünstig sein:

- Sichere Geräte und Therapien für PatientInnen und AnwenderInnen
- Minimale Ausfallzeiten
- Längere Nutzungsdauer

Uptime ist das Serviceprogramm von Made for Movement - die Vorteile auf einen Blick:

- Erschwingliche und vorhersehbare Servicekosten
- Einsparung von Wartungszeit und -personal
- Reduzierung auf wesentliche Reparaturarbeiten
- Senkung von Ersatzteilkosten

 DAS SERVICEPROGRAMM VON MADE FOR MOVEMENT	Uptime 3 Jahre € 3.000,00*	Uptime 5 Jahre € 5.000,00*
	Jährliche Wartung	✓
Reparaturkosten	✓	✓
Garantieverlängerung (Ausgenommen Verschleißteile wie Gurte und Polster)	✓	✓

* zzgl. 19% MwSt.



INNOWALK PRO

**Testen Sie den Innowalk Pro kostenlos
in Ihrer Therapieeinrichtung!**

**Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:**

Made for Movement GmbH
Niedersachsenstraße 25a
30853 Langenhagen

 +49 (0) 511-234 81 60

 madeformovement.com/de

 info.de@madeformovement.com

Druckfehler vorbehalten / MfM-DE-1223 / © 2023 Made for Movement AS Alle Rechte vorbehalten.