

# NF-WALKER 2

Designed for *movement*. Loved by users.



Bli  
med!

 made for  
movement



Neste generasjon NF-WALKER 2 gir en fantastisk mulighet til å utvikle barns potensial for **selvstendig gange** i **oppreist stående posisjon**



# OPP, STÅ OG GÅ

Barn beveger seg vanligvis opp i stående posisjon når de er 9 – 12 måneder gamle. Oppreist stående posisjon, med mulighet for bevegelse, har stor innvirkning på barnets fysiske og psykiske utvikling.


Barn med funksjonsnedsettelse har begrenset mulighet for selvstendig bevegelse og er i mindre grad i stand til å selv komme opp i stående posisjon. Det kan være barn med diagnoser som blant annet cerebral parese, syndromer og ryggmargsbrokk.

De har behov for støtte og hjelp til å stå og forflytte seg rundt omkring.

NF-Walker 2:


- Stimulerer til selvstendig bevegelse og **deltagelse i hverdagslige aktiviteter**, med begge hender fri
- Gjør det mulig å **stå og gå i en korrigert posisjon** med optimal vektbering og i et diagonalt gangmønster
- Er **skreddersydd** for bevegelse for barn med store funksjonsnedsettelse
- **Opplæring, støtte og oppfølging** er en essensiell del av vår Aftercare





#### SOSIAL INTERAKSJON

deltakelse og kommunikasjon med andre i samme øyehøyde



**TRYKKSÅR** forebygges gjennom trykkavlastning og økt blodgjennomstrømning



**RESPIRASJON & SIRKULASJON** stimuleres positivt i stående posisjon og under aktivitet



**FYSISK AKTIVITET** med lav til moderat intensitet



**MAGE-TARM SYSTEMET** stimuleres i aktiv stående posisjon



**AKTIV TØYING AV MUSKLER OG LEDD** forebygger kontrakturer og deformiteter, samt at muskeltonus reduseres



#### MENTAL FUNKSJON

stimuleres positivt i stående posisjon



#### BENTETTHET

stimuleres og utvikles gjennom hensiktsmessig ernæring, vektbæring og muskelbruk

# FORDELER MED AKTIV STÅENDE POSISJON

Ny forskning viser betydelige helsegevinster for personer med CP når stillesitting blir erstattet med fysisk aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)



# HVA ER NYTT?

**NF-Walker 2** har mange vesentlige forbedringer


## Forbedret inn- og ut håndtering

- nytt festepunkt mellom skinne og ramme
- ny seteløsning



## Bedre støtte av bekkenet i symmetrisk posisjon

- stimulerer forbedret strekk over hoftelrådet
- stimulerer oppreist posisjon av overkropp
- optimaliserer fri hoftefleksjon



## Bedre korrigering av brukersens posisjon

- økt innstillingsspekter på skinnesystemet
- mer stabile skinner



## Økt komfort med forbedret trykkavlastende punkter og fleksible polstringer for

- kne
- legg
- brystkasse
- bekken



Godkjent for utendørs bruk




Enklere supplering av ekstrautstyr som følge av fleksible festepunkt



## Forbedret gangfunksjon og stående posisjon med det nye Dynamiske Knestrekksystemet

- still inn for å stimulere kne-ekstensjon eller
- still inn for å stimulere kne-fleksjon



## Optimal posisjonering med forbedret hofteabduksjonsledd

- fast posisjon 0-12 grader eller
- fri abduksjon innen 0-12 grader



## Mer retningsstabil

som følge av mulighet til å låse forhjul




## Enkel korrigering av skinnen for tilpasning av utad-roterte føtter

- med fast posisjon eller
- fri rotasjon innenfor 10 grader





# BRUKERSTØRRELSER



\* Micro-kit tilgjengelig som ekstrautstyr for 70-80 cm  
\*\* Vurderes individuelt etter brukers funksjon og behov

Produktspesifikasjon	
XS	høyde 92 cm / bredde 53 cm / 10,9 kg
S	høyde 110 cm / bredde 62 cm / 12,4 kg

## Standard konfigurasjon

Ledsagerhåndtak, hoftebelte, brystbelte, sidepolstring, hjul, brems og veggavvisere.





# TILBEHØR



## Hodestøtte (XS, S)

- Alle typer hodestøtter, både standard og skreddersydde varianter, kan tilpasses til NF-Walker



## Bord (XS, S)

- Supert for leker og aktivitet
- Stimulerer til sosial aktivitet med andre barn
- Gir støtte for hender og armer for bedre stabilitet
- Øker følelsen av trygghet



## Støtthåndtak (XS, S)

- Øker stabilitet i overkropp
- Fast håndposisjon for bedre stabilitet
- Øker følelsen av trygghet



## Sidehåndtak (XS, S)

- Fremmer naturlig håndposisjon
- Stabiliserer overkropp
- Øker følelsen av trygghet



## Styring (XS, S)

- Øker følelsen av frihet og selvstendighet
- Stimulerer hånd- og armfunksjon
- Stimulerer kognitiv funksjon
- Muliggjør en bedre sosial interaksjon med andre barn



## Abduksjonshofteledd (XS, S)

- Justerbart fra 0 til 12 grader på hver side
- Abduksjonsposisjon forebygger hofteluksasjon
- Gir god og stabiliserende posisjonering
- Reduserer spastisitet



## Gåstag (XS, S)

- For barn som ikke kan gå selvstendig
- Muliggjør bevegelse av ben

## Løftestropper (XS, S)

- Skånsom forflytning av bruker
- Passer alle typer løftesystemer
- Forebygger tunge løft og dermed relaterte skader
- Enkel å bruke



## Ledsagerhåndtak (XS, S) (standard utstyr)

- Gjør det enklere å hjelpe brukeren
- Justerbar høyde



## Hev/senk søyle (S)

- Bruker løftes enkelt opp fra underlaget
- Reduserer behov for løftesystemer og hjelp fra assistent
- Forenkler forflytning av bruker på ujevne underlag



## Sete (XS, S)

- Forenkler forflytning inn og ut av NF-Walker
- Enkelt å bruke uansett hvor du er
- Muliggjør for små pauser i treningen



## Antioverstrekk kne (XS, S)

- Forebygger overstrekk av kneledd



## Dynamisk Knestrekkssystem (S)

- Tilpasses for å stimulere kne-ekstensjon eller
- Tilpasses for å stimulere kne-fleksjon - som igjen gjør det enklere å gå



## Rotasjonssystem skinne (S)

- Enkel korrigerende av skinnen for tilpasning av utad-roterte føtter
  - Med fast posisjon eller
  - Fri rotasjon innenfor 10 grader



## ANNET TILBEHØR



### Micro-kit

- Tilpasses til brukere fra 70 cm høyde (små hjul, tilpasset brems, kortere søyle, kortere lår- og leggskinner)



### Nakkekrage (S, M, L)

- Posisjonering av hodet
- Kommer i tre størrelser





## AFTERCARE

- oppfølging og service -

Våre faglig dyktige og erfarne hjelpemiddelkonsulenter deler kunnskap, gir gode råd og motiverer brukere, omsorgspersoner og terapeuter.

De sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er optimalt tilpasset og følger opp hver individuell bruker for maksimal effekt.



# MØT SARA!

Sara er en fire år gammel jente, født med Congenital Disorders of Glykosylation (CDG). Hun kan ikke sitte, stå eller gå uten hjelp, og da Sara startet med NF-Walker, brukte fysioterapeuten gåstog for å guide bevegelsene til Sara.

Etter en stund tok hun sine første steg i NF-Walker uten hjelp. Nå viser hun tydelig glede når hun beveger seg rundt.

“ Sara har nå brukt den nye NF-Walker 2 en stund, og den funksjonen jeg er mest fornøyd med, ved siden av å se veldig elegant og kul ut, er hoftebeltet som gir mye bedre støtte til bekkenet. Siden det er plassert høyere er hoftefleksjonen helt fri, og hun er godt posisjonert selv uten bruk av bryststøtte. ”

TERAPEUT



# MØT MARTINE!

Martine er en fem år gammel jente med Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) og uspesifisert encefalopati. Hun har ingen selvstendig gangfunksjon, men krabber aktivt rundt og er nysgjerrig på sine omgivelser. Helt siden hun var to og et halv år gammel har hun brukt NF-Walker, og de siste fire månedene har hun benyttet den nye versjonen, NF-Walker 2.

Både foreldre og ansatte i barnehagen, som bruker hjelpemiddelet hver dag, forteller at de er svært godt fornøyd med det oppgraderte og forbedrede produktet. De opplever NF-Walker 2 som robust og stødig, samtidig med at den har et flott design. Gode polstringer på deler som er i direkte kontakt med kroppen har økt komforten til Martine betraktelig. Seteløsningen gjør at de i dag kan forflytte Martine inn fra en sittende stilling på NF-Walker 2, i stedet for fra liggende stilling. Det gjør at hun kan være mer aktiv og deltakende i forflytningssituasjonen.

“ Jeg opplever at det er enklere og raskere å forflytte Martine inn i den nye NF-Walker 2, der hun samtidig blir mer aktiv og deltakende i situasjonen. ”

ASSISTENT, BARNEHAGEN



**Kontakt oss gjerne for mer informasjon**

 + 47 35 50 51 20

 [info@madeformovement.com](mailto:info@madeformovement.com)

 [www.madeformovement.com](http://www.madeformovement.com)