

NF-WALKER 2

Designed for movement. Loved by users.

Häng
med!

 made for
movement

Nästa generation NF-WALKER 2
utgör en fantastisk möjlighet att
utveckla barnets potential för
**självständiga rörelser i
upprätt position.**



UPP, STÅ OCH GÅ


Barn tar sig normalt upp i upprätt läge vid 9–12 månaders ålder. En upprätt position med möjlighet till rörelse har stor inverkan på barnets fysiska och psykiska utveckling.

Barn med funktionsnedsättningar har begränsade möjligheter till självständiga rörelser och nedsatt förmåga att röra sig i upprätt position.


De behöver i varierande grad stöd för att stå upp och röra sig. NF-Walker passar till rörelsehindrade med diagnoser som Cerebral pares, olika syndrom, ryggmärgsbräck och andra diagnoser med liknande funktionsnivå.

NF-Walker 2:


- Stimulerar till självständiga **rörelser och deltagande i dagliga aktiviteter** med båda händerna fria.
- Gör det möjligt att **stå och gå i en upprätt position**, med naturlig belastning i ett växelvist gångmönster.
- Den är **skraddarsydd** för att möjliggöra rörelse för barn med stora funktionsnedsättningar.
- **Utbildning, stöd och uppföljning** sker regelbundet av oss på Made for Movement.



SOCIAL INTERAKTION,
delaktighet och kommunikation i ögonhöjd med andra personer



TRYCKSÅR förebyggs genom tryckavlastning
och ökad cirkulation




ANDNING-CIRKULATION
påverkas positivt i stående
position och under aktivitet



AKTIVT STÅENDE är
en fysisk aktivitet med
låg intensitet




MAG-TARMFUNKTIONEN
stimuleras i en aktiv stående
position



**TÖJNING AV MUSKLER
OCH LEDER** förebygger
kontrakturer och
felställningar, samt att
muskelspänningar minskar



MENTAL FUNKTION påverkas positivt
när du kommer i aktiv stående position



BENTÄTHET utvecklas genom bra näring,
belastning och användning av musklerna

Ny forskning visar djupgående hälsofördelar för personer med CP när stillasittande beteende ersätts med fysisk aktivitet. (Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)

VAD ÄR NYTT?

NF-Walker 2 har många väsentliga förbättringar

Enklare i- och urstigning

- ny anslutning mellan skendelen och basen
- ny säteskonstruktion



Förbättrat stöd för bäcken i symmetriskt läge

- stimulerar ökad sträckning över höftleden



Bättre korrigering av användarens position

- Fler inställningsmöjligheter på skensystem
- Stabilare skensystem



Förbättrad komfort tack vare flexibel och förbättrad stoppning för

- knäna
- bälgen
- höften



Godkänd för utomhusbruk



Enklare att lägga till ytterligare tillbehör tack vare flexibla inkopplingspunkter



Förbättrat gångmönster och positionering i stående med nya Dynamiska knästräckare, som kan ställas in att böja eller sträcka i knäleden.



Optimal positionering med förbättrad höft abduktionsled

- Fast lägen från 0-12 grader
- Fri abduktion inom 0-12 grader



Mer riktningsstabil



Enklare att ställa in utåtrotation och positionering av fötterna

- Fast läge på 0, 5 och 10 grader
- Fri rotation inom 10 grader



STORLEKAR

XS

70 – 110 cm^{*/**}

30 kg/användaren

S

100 – 140 cm^{**}

40 kg/användaren

* Micro-kit tillgängligt som extra tillbehör för 70-80 cm

** Bedöms individuellt utifrån användarens styrka och rörelsemönster



TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR



Huvudstöd (XS, S)

- De flesta typer av huvudstöd både standard och specialanpassade, kan monteras på NF-Walker



Bord (XS, S)

- För spel och lek
- Möjliggör interaktion med andra barn
- Ger stöd för hand/arm
- Ger en känsla av säkerhet



Handtag (XS, S)

- Förbättrar stabilitet i överkroppen
- Fast handpositionering för bättre stabilitet
- Förstärker känslan av säkerhet



Sidohandtag (XS, S)

- Tillåter en naturlig handposition
- Stabiliserar överkroppen
- Ökar trygghetskänslan




Styrning (XS, S)

- Förstärker känslan av självständighet
- Stimulerar hand och arm funktion
- Stimulerar kognitivt
- Möjliggör interaktion på ett enklare sätt



Abduktionsled (XS, S)

- Justerbar från 0-8 grader på varje sida
- Positionering i abduktion kan motverka höftluxation
- Ger en bra och stabil position
- Minskar spänningar



Gåstag (XS, S)

- Hjälper att guida in ett växelvist gångmönster

Lyftremmar (XS, S)

- Hjälper assistenten att lättare förflytta användaren till NF-Walker
- Passar alla typer av lyftsysten
- Underlättar tunga lyft
- Lätt att använda



Ledsagarhandtag (XS, S)

- Underlättar rikttnings ändringar för assistenten
- I rätt arbetshöjd



Höj/sänkbart stag (S)

- Enklare förflyttning av användare
- Mindre behov av lyft från assistenter
- Underlättar förflyttningar av användaren på ojämna underlag



Säte (XS, S)

- Enklare att komma i och ur NF-Walker
- Enkel att använda
- Möjliggör kortare pauser



Antiöversträcks skydd knä (XS, S)

- Motverka översträckning av knäled



Dynamiska knästräckare (S)

- Förbättrat gångmönster och positionering
- Kan ställas in att böja eller sträcka i knäleden



Rotationsskena (S)

- Enklare att ställa in utåtrotation och positionering av fötter
 - fast läge med 0, 5 eller 10 graders utåtrotation.
 - rörligt läge med möjlighet till rotation mellan 0-10 grader



ANDRA TILLBEHÖR



Mikro-kit

- Anpassas till användare från 70-80cm (små hjul, anpassad broms och kortare stag)



Nackkrage (S, M, L)

- Positionering av huvud
- Finns i 3 storlekar



AFTERCARE

- Uppföljning och service -

Våra kunniga och erfarna Hjälpmedelsrepresentanter delar kunskap och ger råd till användare assistenter och personal.

De skräddarsyr och följer upp hjälpmedlet så att det passar optimalt för varje enskild användare, så användaren får ut maximal effekt av hjälpmedlet.

MÖT SARA!

Sara är en fyra år gammal flicka, född med Congenital Disorders of Glycosylation (CDG). Hon kan inte sitta, stå eller gå utan hjälp. Då Sara startade med NF-Walker användes gåstag för att hjälpa till att guida in hennes gång. Efter en stund tog hon sina första egna steg i NF-Walker utan hjälp. Nu visar hon tydlig glädje när hon rör sig själv.

“ Nu har Sara fått prova den nya NF-Walker 2. Det som är speciellt positivt är att den ser väldigt fin ut och vi är väldigt nöjda med det nya höftbältet som är delat, så att hon får stöd på rumpan och själva höftbältet är placerat högre upp. Det gör att hon inte blir begränsad i höftflexion och att hon lättare hittar balans för överkroppen utan att behöva så mycket stöd av bröstbältet. ”

TERAPEUT



MÖT MARTINE!

Martine är en fem år gammal flicka med Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) och ospecificerad encefalopati. Hon har ingen självständig gångfunktion men kryper aktivt runt och är nyfiken på sin omgivning. Ända sedan hon var två och ett halvt år gammal har hon använt NF-Walker. De sista fyra månaderna har hon använt den nya NF-Walker 2.

Båda föräldrarna och personalen i förskolan som använder hjälpmedlet varje dag, berättar att de är väldigt nöjda med den nya förbättrade produkten. De upplever att NF-Walker 2 som robust och stadig, samtidigt som den har en fin design. Bättre polstringar på delar som är i direkt kontakt med kroppen har ökat komforten avsevärt för Martine. Sätelösningen gör att det blir lättare att flytta över Martine till sittande position i Walkern, istället för liggande position. Det gör att hon kan vara mer aktiv och deltagande i förflyttning i och ur NF-Walker2.

“ Jag upplever att det är enklare och snabbare att förflytta Martine in i nya NF-Walker2. Då är hon samtidigt mer aktiv och delaktig i situationen. ”

PERSONAL FÖRSKOLA

**För mer information, vänligen
kontakta oss**

 + 46 33 21 08 80

 info.se@madeformovement.com

 www.madeformovement.com