

Hjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna
som främjar aktivitet och delaktighet



Innehåll

KRABAT JOCKEY LITE	4
KRABAT JOCKEY BASIC	5
KRABAT JOCKEY	6
KRABAT JOCKEY PRO	7
KRABAT SHERIFF	8
KRABAT PILOT	9
KRABAT RUNNER	10
KRABAT PIRAT	11



Varför är sadelsits bra?

Ökad huvudkontroll ger en
förbättrad kommunikations- och
sväljförmåga

Ryggraden får en naturlig S-kurvatur vilket har en positiv inverkan på skelett, leder och muskulatur.

Symmetri i överkropp,
ihop med en uppsträckt
aktiv hållning, främjar
cirkulationen samt
respirationen

Höftleden hamnar i viloställning
och bäckenet blir positionerat
stabil och neutralt

Med fötterna placerade längre ifrån varandra skapas därmed en större understödsyta. Det bidrar till en god sittbalans.

Knä- och ankelled kan justeras i olika positioner genom enkla inställningar.

För mer information om sittande på sadelstolar, ta gärna kontakt med oss via mail eller telefon.

Krabat Jockey Lite

Krabat Jockey Lite är en aktiv arbetsstol med sadelsits. Det lätta underredet ger Jockey Lite ett kompakt och modernt utseende som gör att den tar en liten plats i hemmet. Stolen är enkel att justera med bara två spakar; en för höjdregering och en för reglering av tilt.

Egenskaper

- Manuell reglering av höjd och tilt på sätet
- 360 graders justering av fotplatta möjlig
- Perfekt vid lätta behov av positionering
- Godkänd montering av låg samt standardrygg.



Tekniska detaljer

STORLEK	1	2	3
Ryggbredd	25 cm	32 cm	32 cm
Max användarlängd	ca. 120 cm	ca. 150 cm	ca. 180 cm
Ålder	ca. 1,5 – 6 år	ca. 6 – 14 år	14+ år
Max användarvikt	80 kg	80 kg	100 kg

Tillbehör

Se vår hemsida
madeformovement.com/sv

Krabat Jockey Basic

Krabat Jockey Basic är en aktiv arbetsstol med sadelsits som är stabil och enkel att hantera för användaren.

Underredet är ett bra alternativ till den traditionella arbetsstolen med plan sits. Det finns armstöd som tillhör.

Det finns möjlighet att montera benstödsstag för extra positionering av fötter. Finns det ej behov kan man använda sig av den uppfällbara fotbågen.

Egenskaper

- Centralbroms
- Manuell reglering av höjd och tilt på sätet
- Godkänd montering av låg samt standardrygg



Tekniska detaljer

STORLEK	2	3
Ryggbredd	32 cm	32 cm
Max användarlängd	ca. 150 cm	ca. 180 cm
Ålder	Ca 6 – 14 år	14+ år
Max användarvikt	100 kg	100 kg

Tillbehör

Se vår hemsida
madeformovement.com/sv

Krabat Jockey

Krabat Jockey är en arbetsstol med många inställningsmöjligheter samt tillbehör. Utformningen av sadelsitsen ger användaren en mer upprätt och aktiv sittställning som förbättrar arbetssituationer på förskola, skola eller i hemmet.


Underredet kommer i två storlekar med möjlighet att höja och sänka manuellt eller med elektrisk funktion. Vid val av plusrygg istället för standardrygg eller låg rygg kan man montera både nackstöd och andra mer positionerande tillbehör. Storlek 0 sits och rygg monteras på storlek 1 underrede.



Krabat Jockey
med standardrygg

Tekniska detaljer

STORLEK	0	1	2
Ryggbredd	20 cm	25 cm	32 cm
Max användarlängd	ca. 90 cm	ca. 120 cm	ca. 150
Ålder	ca. 6 mån - 2 år	Ca 2–7 år	Ca 7–14 år
Max användarvikt manuell/elektrisk	65/50 kg	65/50 kg	65/50 kg



Krabat Jockey
med plusrygg

Tillbehör

Se vår hemsida madeformovement.com/sv



Krabat Jockey Pro

Krabat Jockey Pro är utvecklad för att ge en aktiv sittställning med god komfort. Den har innovativa funktioner och ger unik ergonomi och stimulerar till självständighet och utveckling.

Med olika modeller på ryggstöd och stor variation av tillbehör kan Jockey Pro anpassas till olika funktionsnivåer, från att kunna sitta helt självständigt till att behöva mycket stöd för bål och huvud.

Krabat Jockey Pro har ett kraftigare och mer stabilt underrede och klarar tyngre användare både elektriskt och manuellt, jämfört med Jockey och Jockey Plus.



Egenskaper

- Hög grad av anpassningsförmåga
- Betydande stöd med hög rygg och nackstöd
- Stort urval av tillbehör
- Manuell eller elektrisk höjdjustering

Tekniska detaljer

STORLEK	2	3
Ålder	7-14 år	ca 14+ år
Max användarlängd	ca 150 cm	ca 165 cm
Max användarvikt manuell/elektrisk	70 kg	70 kg

Tillbehör

Se vår hemsida madeformovement.com/sv



Krabat Sheriff



Krabat Sheriff
med lågt ryggstöd

Krabat Sheriff är en aktiv manuell rullstol med sadelsits för inom- och utomhusbruk. Krabat Sheriff har en kompakt och modern design, är lättmanövrerad och ger användaren en stor rörelsefrihet.

Vid val av plusrygg istället för standardrygg eller låg rygg kan man montera både nackstöd och andra mer positionerande tillbehör.



Krabat Sheriff
med plusrygg

Tekniska detaljer

STORLEK	1	2
Ryggbredd	25 cm	32 cm
Max användarlängd	ca. 120 cm	ca. 155 cm
Ålder	Ca 2-6 år	Ca 6-14 år
Max användarvikt	60 kg	60 kg

Tillbehör

Se vår hemsida madeformovement.com/sv



Krabat Pilot

Krabat Pilot är en innovativ krypvagn för brukare i åldern cirka 9 mån-5 år. Piloten ger en utgångsställning som stimulerar till lek och deltagande på golvet. Piloten är utrustad med en justerbar gasfjäder som ger brukaren ett dynamiskt lyft från golvet, vilket förbättrar kryptekniken.

Tillbehöret "Co-pilot", har knäskydd samt rep som fäst i krypvagnen, faciliterar en reciprok krypning.

Egenskaper

- Dynamiskt kryphjälpmedel
- Främjar skulderstabilitet
- Främjar stabilitet i bål
- Stimulerar till aktivitet och lek i magliggande
- Träning av rygg- och nackmuskulatur

Tekniska detaljer

Ålder	ca. 9 mån - 5 år
Max användarvikt	25 kg

Tillbehör

Se vår hemsida madeformovement.com/sv



Krabat Runner

Krabat Runner är en kombinerad gåstol och sparkcykel för användare från 3 år och uppåt. Runner är utrustad med tre hjul för att ge bättre stabilitet och ge ökad trygghet för användaren. Den medföljande cykelsadeln och fästet är avtagbar vilket ger användaren flera möjligheter att ta sig fram på.



Egenskaper

- Kombinerad gåstol och sparkcykel
- Avtagbar cykelsadel med fäste
- Justerbar sadel och styre
- Nedfällbart styre för enkel transport i bil
- Handbroms
- Påskjutsstång

Tekniska detaljer

STORLEK	1	2
Ålder	Ca. 4–9 år	9+ år
Max användarvikt	35 kg	70 kg

Tillbehör

Se vår hemsida madeformovement.com/sv



Krabat Pirat

Krabat Pirat är ett flythjälpmedel lämpligt för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna från ca 2 år och upp till 70 kg. Lämplig placering i vattnet stimulerar både personens egen aktivitet samtidigt som den kan bidra till aktivitet i samspel med andra barn och vuxna.

Kommer i två storlekar



Egenskaper med Krabat Pirat

- Ger personen självständighet i vatten
- Justerbar bröstbräda för användning i både liggande och stående position
- Rejäl ram i titan som inte rostar
- Stimulerar aktivitet i magliggande
- Främjar träning av rygg- och nackmuskler
- Ledsagare får fria händer, vilket främjar möjligheten till aktivitet och delaktighet med personen

Tekniska detaljer

STORLEK	1	2
Ålder	Ca. 2–8 år	8+ år
Max användarvikt	70 kg	70 kg

Tillbehör

Se vår hemsida madeformovement.com/sv



Om Krabat

Bakgrund

Krabat är ett företag som startades år 2006 i Norge. Grundaren, som har ett barn med rörelsenedsättning, önskade sig ett annat utbud på marknaden än det existerande. Därför började han, ihop med ett gäng drivna kollegor, att producera bland annat arbetsstolar med sadelsits. Genom åren har produktportföljen utökats och Krabat producerar allt från sadelsittande till gång- och kryphjälpmedel.

Made for Movement AB tog över försäljningen och distributionen av Krabats hjälpmedel i Sverige år 2024. Företaget erbjuder redan ett urval av hjälpmedel som främjar rörelse och aktivitet för personer med funktionsnedsättningar, och kan nu också introducera Krabats hjälpmedel till sina befintliga och nya användare.

Sortiment

I sortiment finns fem olika varianter av sadelsittande samt ett kryphjälpmedel, ett flythjälpmedel och en sparkcykel.

De hjälpmedlen med sadelsits har samma typ av sadel som monteras på olika underrednen. Sadelstolarna är utformade för att kunna ge allt ifrån enkelt stöd mot golvet till en rejäl understödsyta och möjlighet till positionering av fötterna. Ryggarna finns i tre storlekar; låg, standard och plusrygg för att kunna ge exakt det stöd till bålarna som krävs.

Indikationer sadelsittande

Det finns många indikationer på att användaren ska sitta på en sadelsits. Några av de lättast identifierbara är bland annat bakåttippat bäcken, stram muskulatur, svårt reglerbar spasticitet, nedsatt bålstabilitet eller hypotoni med behov av en stor understödsyta.

Förskrivningsregler

Tillgängligheten för Krabats hjälpmedel ser olika ut i olika regioner. Kontakta din förskrivare eller hjälpmedelskonsulent för att ta reda på om hjälpmedlet är förskrivningsbart.



Önskar du att beställa?

För beställning av Krabats produkter, vänligen sänd epost direkt till info.se@madeformovement.com eller ring oss på 033-210880.