

Xplore

Die Gehhilfe für große und kleine Abenteuer



Xplore – Eine außergewöhnliche Hilfe beim Gehen

Mit der Unterstützung von Therapeuten, Betreuern und Eltern ist es Made for Movement gelungen, einen Gehwagen zu entwickeln, der nicht nur einfach zu bedienen ist, sondern auch stabil und sicher im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Beim Xplore steht der Mensch im Mittelpunkt: Mehr Nähe zum Geschehen, Freiheit der Hände, gezielte Unterstützung für ausdauernde, selbständige Fortbewegung.

FLEXIBILITÄT

Der Xplore wurde entwickelt mit dem Gedanken, den vielfältigen Bedürfnissen von Menschen mit motorischen Einschränkungen gerecht zu werden.

Bereit loszulegen

Der Einstieg erfolgt beim XPLORE einfach und schnell. Auch die Anpassung der Korrektur und Unterstützung an die individuellen Anforderungen sind unkompliziert und schnell vorgenommen. Damit steht der täglichen Nutzung nichts im Wege. Und der Wechsel zwischen Stehen und Gehen erfolgt im Handumdrehen.

AUTONOMIE

Kinder mit komplexen Bewegungsstörungen, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Körpergewicht selbstständig zu tragen, können dank des Xplore eigenständig stehen und länger gehen.

Überall auf Entdeckungsreise gehen

Konzipiert für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, ermöglicht der Xplore ein neues Maß an Komfort und Mobilität. Er eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, im Kindergarten und in der Schule – und ebenso in der Therapiesitzung.



MEHR NÄHE

Entwickelt für intensivere Begegnungen und mehr Teilnahme am aktiven Leben, bietet der Xplore viele Möglichkeiten zur Interaktion mit Freunden und der Familie.

Mehr erleben

Dank des schlanken Designs passt der Xplore unter fast jeden Tisch, während die Hände frei bleiben können. Ob Gruppenaktivitäten rund um einen Tisch oder unterwegs im Freien stattfinden – der Xplore ermöglicht es den Nutzern, an allen Aktionen teilzuhaben, die um sie herum passieren. Der Nutzer steht optisch immer im Mittelpunkt, was die Teilhabe und Integration weiterhin fördert.

FLEXIBILITÄT X AUTONOMIE X NÄHE = Eine höhere Lebensqualität



Ein einzigartiges Stützsystem für den Rumpf korrigiert den gesamten Körper für eine optimale Aufrichtung. Dies vermeidet Fehlhaltungen, die zu Schmerzen und Verspannungen führen und darüber hinaus die Entwicklung negativ beeinflussen können. Stattdessen kann die gesamte Energie in einen aufrechten Gang und in die Fortbewegung fließen.



Neben dem Stehen und der Fortbewegung wird auch die Gangkoordination trainiert. Die gefederte Rahmenkonstruktion und die elastischen Führungsbänder unterstützen die wechselseitige Beinführung, während sich der Benutzer in einer nach vorne gerichteten Position befindet. Somit wird eine natürliche Schrittbewegung erzeugt.

Tobias und der Xplore

Tobias ist ein 10-jähriger Junge mit einer bilateralen spastischen Zerebralparese der GMFCS-Stufe IV. Vor allem die rechte Seite seines Körpers ist betroffen. Als Folge seiner Hypotonie ist Tobias' Muskulatur nicht sehr kräftig.

Er kann selbstständig sitzen und mit Unterstützung stehen. Sein größtes Problem ist, dass er seine Hüft- und Kniegelenke nicht aktiv strecken kann. Weil er noch wächst und weiter an Gewicht zunimmt, ist das besonders problematisch.

ZIELE

Gemeinsam mit seinem Physiotherapeuten hat sich die Familie klare Ziele für Tobias gesetzt.

Sie möchten, dass er Folgendes beibehält:

- Mobilität
- Bewegungsfunktionalität
- Bewegungsumfang (ROM)
- Integrität der Haut

Es soll auch erreicht werden, dass Tobias so aktiv wie möglich lebt, damit er an alltäglichen Aktivitäten teilnehmen kann, am besten in stehender und gehender Körperposition.

ERGEBNISSE UND VORTEILE

Tobias hat den Xplore über einen Zeitraum von drei Wochen fast jeden Tag für etwa 30 Minuten genutzt. Seine Eltern haben folgende Vorteile festgestellt:

- Für Tobias' Eltern oder Assistenten ist die Gehhilfe leicht zu handhaben. Je leichter die Bedienung, desto intensiver wird ein Gerät genutzt, sodass Tobias mit dem Xplore jetzt deutlich aktiver ist als früher.
- Tobias macht es viel Freude, sich mit dem Xplore zu bewegen. Er kann damit längere Strecken zu Fuß zurücklegen, denn das Gehen mit dem Xplore fällt ihm leicht.





„Mir ist aufgefallen, dass Tobias mit dem Xplore leichter und schneller gehen kann – und damit auch an mehr Aktivitäten teilnimmt.“

– TOBIAS' MUTTER

**SICHER, STABIL UND FÜR
DIE NUTZUNG IM AUSSENBEREICH
ZUGELASSEN.**



BEREIT FÜR DEN XPLORE?

Der Xplore ermöglicht mehr Flexibilität, Autonomie und Nähe für Menschen mit motorischen Einschränkungen bzw. komplexen Bewegungsstörungen.

Er eignet sich hervorragend für Benutzer, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Körpergewicht zu tragen sowie für Menschen, die über eine lediglich geringe Körperstabilität verfügen.

Die Einsatzmöglichkeiten des Xplore im Innen- und Außenbereich können die bestehenden Grenzen von Rollstühlen und sperrigeren Gehhilfen zu überwinden helfen und so zu einer intensiveren Teilhabe beitragen.

HILFSMITTELNUMMER: 10.46.02.3051	XPLORE SMALL	XPLORE MEDIUM	XPLORE LARGE
KÖRPERGRÖSSE	80 - 120 CM	110 - 150 CM	140 - 180 CM
KÖRPERGEWICHT	MAX 30 KG	MAX 50 KG	MAX 80 KG

ZUBEHÖR



THERAPIETISCH



SEITLICHE AUFRICHTHILFEN



AUFRICHTHILFE



STEUERUNG



KOPFUNTERTÜTZUNG



RÜCKLAUFSTOP



POSITIONIERUNGSSYSTEM




SCHLEIFBREMSE



GERADEAUSLAUF

MADE FOR MOVEMENT HAT MEHR ALS **25 JAHRE ERFAHRUNG** IN DER ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG VON BEWEGUNGSTRAINERN UND GEHHILFEN. PROFITIEREN SIE MIT DEM XPLORE VON DIESER KOMPETENZ.



Xplore

#GoXplore

Entdecken Sie mehr!

Um weitere interessante Infos zum Xplore zu erhalten oder Ihre persönliche Produktdemonstration zu vereinbaren, kontaktieren Sie einfach noch heute unser Team für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

 +49 (0) 511-234 81 60

 madeformovement.com/de

Hilfsmittelnummer: 10.46.02.3051

Erfahren Sie mehr über Xplore



Druckfehler vorbehalten / MfM-DE-0922 / © 2021 Made for Movement AS Alle Rechte vorbehalten.