

Xplore

Gånghjälpmedlet som är designad för stora och små äventyr



Xplore – Ett exceptionellt gånghjälpmedel

Input från terapeuter, vårdgivare och föräldrar har gjort att Made for Movement har kunnat skapa ett gånghjälpmedel som är både enkelt att använda, stabilt och godkänt för utomhusbruk. Den kombinerar fördelarna med större flexibilitet, autonomi och närhet.

FLEXIBILITET

Xplore skapades för att tillgodose de varierande behoven hos personer med motorisk funktionsnedsättning och har utformats med flexibilitet i åtanke.

Redo att gå

Xplore har en konstruktion som gör att den är mycket lätt att ta plats i och justera. Eftersom det är enklare att komma igång – och att snabbt anpassa Xplore efter individens behov – är användarna väl rustade för och uppmuntras att gå varje dag. Och att växla mellan stående position och gång går blixtnabbt.

AUTONOMI

Barn med komplexa rörelsenedsättningar och som inte viktbelastar kan tack vare Xplore stå självständigt, gå längre och styra hjälpmedlet enkelt.

Utforska överallt

Xplore är designad för inomhus- och utomhusbruk och möjliggör nya nivåer av komfort och mobilitet på fler platser. Det är det perfekta gånghjälpmedlet för användning i hemmiljö, på förskolan och i skolan – samt i terapisesioner.



NÄRHET

Xplore är designad för nära kontakt och delaktighet och ger fler möjligheter att interagera med vänner, familj och andra.

Närmare händelsernas centrum

Den smala profilen gör att Xplore får plats under ett skrivbord samtidigt som händerna hålls fria. Oavsett om det handlar om gruppaktiviteter runt ett bord eller om man förflyttar sig, gör Xplore det möjligt för användarna att delta mer i det som händer runt dem – och får därmed en rikare, mer inkluderande upplevelse.

FLEXIBILITET X **AUTONOMI** X **NÄRHET** = Bättre livskvalitet



Ett unikt **stödsystem för överkroppen** både korrigerar och rätar upp kroppen för optimal positionering. Det gör att man undviker en hukande gång hos användaren, som annars kan leda till smärtor och kontraktioner och påverka utvecklingen negativt. Istället överförs energin till upprätning och till rörelser på ett optimalt sätt.



Förutom att stödja vid stående och gående, tränar Xplore vid upprepad användning gången. Med användarna i en framåtlutad position i gånghjälpmedlet använder den **dynamiska ramkonfigurationen** ömsesidig styrning; ett ben flyttas i taget för att främja en naturlig stegrörelse.

Tobias och Xplore

Tobias är en 10-årig pojke som har diagnostiserats med bilateral spastisk cerebral pares, GMFCS IV. Speciellt hans högra sida är påverkad, och hypotoni har lett till minskad muskelstyrka.

Han kan sitta självständigt och stå med stöd.

Hans största utmaning är den begränsade aktiva höft- och knästräckningen, vilket förvärras av hans ökande vikt och längd när han växer.

MÅL

Tillsammans med hans fysioterapeut har familjen satt upp mål för Tobias.

De vill att han ska upprätthålla:

- Mobiliteten
- Funktionen
- Rörelseomfånget (ROM)
- Hudens integritet

De vill även att han ska vara så aktiv som möjligt så att han kan delta i vardagliga aktiviteter, helst i stående position och gående.

RESULTAT OCH FÖRDELAR

Tobias har använt Xplore under en treveckorsperiod hemma. Han använder den nästan varje dag i cirka 30 minuter per session. Det här är de fördelar som hans föräldrar ser:

Enheten är enkel att hantera för föräldrar och assistenter. Sannolikheten att produkten kommer att användas mycket ökar om den är enkel, så Tobias har blivit mer aktiv i Xplore.

Tobias tycker verkligen om de möjligheter för honom att förflytta sig som Xplore ger.

Han kan gå längre sträckor eftersom han tycker att det är så enkelt att gå i Xplore





”Jag har märkt att det är enklare och går snabbare för Tobias att gå i Xplore, och det gör att det blir enklare för honom att delta i vardagliga aktiviteter.”

– TOBIAS MAMMA

**SÄKER, STABIL OCH GODKÄNT
FÖR UTOMHUSBRUK**



READY TO GO XPLORE?

Som gånghjälpmedel ger Xplore större flexibilitet, autonomi och närhet för personer med motorisk funktionsnedsättning, inklusive personer med komplexa rörelsenedsättningar. Hjälpmedlet är lämpligt för användare som inte kan bära sin egen vikt eller som kan ha låg bålstabilitet.

Och en perfekt lösning för människor som känner sig begränsade när de deltar med rullstol och skrymmande gästolar.

	XPLORE SMALL	XPLORE MEDIUM	XPLORE LARGE
ANVÄNDARENS LÄNGD	80 -120 CM	110 -150 CM	140 – 180 CM
ANVÄNDARENS VIKT	MAX 30 KG	MAX 50 KG	MAX 80 KG

TILLBEHÖR



BORD



SIDOHANDTAG



STÖDHANDTAG



STYRNING



NACKSTÖD



BACKSPÄRR



POSITIONERINGSKIT




FRIKTIONSBROMS



RIKTNINGSSPÄRR

XPLORE HAR UTVECKLATS
EXKLUSIVT AV
MADE FOR MOVEMENT, OCH
BACKAS UPP AV MER ÄN
25 ÅRS EXPERTIS INOM
GÅNGHJÄLPMEDEL.





#GoXplore

Utforska vad som kommer närmast

För att ta reda på mer om Xplore eller för att boka en personlig produktdemonstration, kontakta vårt team redan idag för en oförpliktigande konsultation.

 +46 033-21 08 80

 madeformovement.com/sv

Utforska mer



Med förbehåll för tryckfel / Mfm-SE-0123 / © 2021 Made for Movement AS. Med ensamrätt.